

# Test rápido de detección de drogas en orina. Formato farmacéutico



Referencia	Descripción	Unidades/caja
53041	Reactivo rápido de detección de anfetamina	Pack de 1 unidad
53043	Reactivo rápido de detección de cocaína	Pack de 1 unidad
53045	Reactivo rápido de detección de éxtasis	Pack de 1 unidad
53046	Reactivo rápido de detección de heroína	Pack de 1 unidad
53047	Reactivo rápido de detección de cannabis (porros)	Pack de 1 unidad
53049	Multipanel (opiáceos, cocaína, cannabis, anfetaminas y metaanfetaminas)	Pack de 1 unidad
53053	Reactivo rápido de detección de cocaína	Pack de 3 unidades
53055	Reactivo rápido de detección de drogas de diseño	Pack de 3 unidades
53056	Reactivo rápido de detección de opiáceos	Pack de 3 unidades
53057	Reactivo rápido de detección de cannabis (porros)	Pack de 3 unidades
53059	Multipanel (opiáceos, cocaína, cannabis, anfetaminas y metaanfetaminas)	Pack de 2 unidades

## Instrucciones y resultados de los casettes individuales

Añadir con la pipeta las gotas de orina (de 4 a 10) en el pocillo marcado con una "S", dejar que cada gota se absorba antes de añadir la siguiente. Ver los resultados:

**RESULTADOS CLAROS  
3 MINUTOS**

**quickscreen**  
reactivos rápidos

