

Tiras reactivas de detección de drogas en orina



Referencia	Descripción	Unidades/caja
53021	Anfetaminas	Caja 100 unidades
53022	Benzodiazepinas	Caja 100 unidades
53023	Cocaína	Caja 100 unidades
53024	Metadona	Caja 100 unidades
53025	Metaanfetamina	Caja 100 unidades
53026	Opiáceos	Caja 100 unidades
53027	Cannabis	Caja 100 unidades

Instrucciones y resultados de las tiras reactivas

Introducir la tira reactiva en un envase con orina sin superar la marca "Max level". Ver los resultados:

**RESULTADOS CLAROS
3 MINUTOS**

ECONÓMICOS

